



# PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE MATERIAL SANITARIO



## COVID-19



### Ingredientes para fórmula de desinfección:

Puedes usar 2 tipos de desinfectantes diferentes, con sus correspondientes proporciones. Todas las disoluciones desinfectantes son de base de agua.




**Lejía**  
disuelto en agua  
al 0,5%



**Alcohol 96°**  
disuelto en agua  
al 70%

Proporción para 1 Litro de desinfectante con LEJÍA  
Concentración 0,5%



+




9 partes  
de Agua  
900 ml



por 1 parte  
de Lejía  
100 ml

Proporción para 1 Litro de desinfectante con Alcohol 96°  
Concentración 70%



+




3 partes  
de Agua  
300 ml



por  
7 partes de  
Alcohol 96°  
700 ml

### Aplicación de la disolución desinfectante



1. Sumergir el objeto en la disolución durante 1 minuto.



2. Introducir en la bolsa especificada para ello.



3. Entrégasela al responsable autorizado de tu localidad

Recomendaciones al uso de lejía 0,5%: Preparar una nueva mezcla en cada uso. Utilizar recipientes cerrados. Utilizar agua fría. No mezclar con ácidos (vinagre) ni bases nitrogenadas (amoníaco). No usar en metales (corrosivo).

# #quédateencasa